


시작하기

1



2




삽입합니다.

3

딸깍 소리가
나도록 누릅니다.



4



Rescue Ready ®에
녹색불이 켜지길 기다립니다.

5



이제 사용할 수
있습니다.



Cardiac Science, Shielded Heart 로고, Rescue Ready는
Cardiac Science Corporation의 상표입니다.
Copyright © 2019 All Rights Reserved.
500 Burdick Parkway, Deerfield, Wisconsin 53531 USA
www.cardiacscience.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover
Germany



70-01974-19 A

