

최 구 명 인 공

1



환자에게
의식이 있습니까?

2



응급 서비스를
호출하십시오!

3



AED를
준비합니다.

4



AED를 바닥에
내려놓습니다.뚜껑을 엽니다.

5



환자의 상의를 탈의합니다.
가슴을 노출시킵니다.

6



패드를 부착합니다.

7



이때 환자를
건드리지 마십시오.

8




필요시 AED에서 자동으로
전기 충격을 가할 것입니다.

9



심폐소생술(CPR) 장비가 있는
경우, 장비를 부착합니다.

10



AED의 지시를 따릅니다.
압박을 가합니다.

11



지시가 있을 경우 호흡을
불어 넣습니다.

Automatic AED



Cardiac Science와 Shielded Heart 로고는
Cardiac Science Corporation의 상표입니다.
Copyright © 2019 All Rights Reserved.
500 Burdick Parkway, Deerfield, Wisconsin 53531 USA
www.cardiacscience.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover
Germany



70-02001-19 A

