

ÉLETMENTÉS

1



Reagál az eszméletlen személy?

2




Hívja az egészségügyi szolgálatot!

3



Hozza az automata külső defibrillátort (AED).



4




Helyezze az AED készüléket a földre. Nyissa fel a fedelét.

5



Távolítsa el a mellkast fedő ruházatot.

6



Helyezze az elektródákat a mellkasra.

7




Ne érjen az eszméletlen személyhez.

8




Ha utasítás kap rá, nyomja meg a pirosan villogó gombot.

9



Helyezze fel a kardiopulmonális készüléket (CPR) is, amennyiben rendelkezésre áll.

10



Kövesse az AED készülék utasításait. Alkalmazzon mellkaskompressziót.

11



Ha utasítást kap rá, végezzen befújást.

Félautomata AED



A Cardiac Science és a Shielded heart (pajzsos szív) logó a Cardiac Science Corporation védjegyei.
Copyright © 2019 Minden jog fenntartva.
500 Burdick Parkway, Deerfield, Wisconsin 53531 USA
www.cardiacscience.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover
Németország



70-01972-23 A

