

# EEN REDDINGSACTIE UITVOEREN

1



Reageert de patiënt?

2



Bel het noodnummer!

3



Haal AED.

4



Plaats AED op de grond.  
Open deksel.

5



Verwijder kleding.  
Ontbloot borst.

6



Bevestig pads.

7



Raak de patiënt niet aan!

8




Zo nodig dient AED  
automatisch shock toe.

9



Indien aanwezig,  
plaats reanimatieapparaat.

10



Volg instructies van AED.  
Geef compressies.

11



Als opgedragen,  
geef beademingen.

## Automatische AED



Cardiac Science en het Shielded Heart-logo zijn handelsmerken van Cardiac Science Corporation.  
Copyright © 2019, Alle rechten voorbehouden.  
500 Burdick Parkway, Deerfield, WI 53531 VS  
[www.cardiacscience.com](http://www.cardiacscience.com)



MDSS GmbH  
Schiffgraben 41  
D-30175 Hannover  
Duitsland



70-02001-15 A

