

# 急救演示

1



患者有反应吗?

2




拨打急救电话!

3



准备自动体外心脏除颤器(AED)。



4



将自动体外心脏除颤器(AED)放在地上。打开盖子

5



解开衣服袒露胸部

6



将电极片连接到患者身上

7



不要触碰患者。

8




如果出现了提示, 请按下红色闪烁按钮

9



如果有心肺复苏机, 请将它放到患者身上。

10



按照自动体外心脏除颤器(AED)的提示, 实施胸部按压

11



如果出现了提示, 请为患者进行人工呼吸。

半自动体外心脏除颤器 (AED)



Cardiac Science 和盾形心脏标志均属美国心脏科学公司的商标。版权© 2019 保留所有权利。  
联系地址: 500 Burdick Parkway, Deerfield, Wisconsin, USA 邮编: 53531  
[www.cardiacscience.com](http://www.cardiacscience.com)



MDSS GmbH  
Schiffgraben 41  
D-30175 Hannover  
Germany



70-01972-07 A

